



# akuten compresse



## Indicazioni d'uso

Integratore alimentare di S-Adenosil-L-Metionina, SOD, Omotaurina, 5MTHF-sale di Glucosamina e Vitamine senza glutine, senza lattosio

## Dosi e modalità d'uso

Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno da deglutire con un sorso d'acqua.

## Ingredienti

Agente di carica: Cellulosa microcristallina (gel di cellulosa), Mannitolo; S-Adenosil-L-metionina disolfato p-toluenesulfonato (SAM-e); Agenti antiagglomeranti: Acidi grassi, Ossido di Magnesio, Biossido di silicio, Sali di magnesio degli acidi grassi, Carbossimetilcellulosa sodica reticolata, Talco; Omotaurina; Superossidodismutasi (SOD) da succo di Melone (Cucumis melo L., fructus) titolato 14000 IU/g; Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato); Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato); Agenti di rivestimento: Etilcellulosa, Idrossi-propil-cellulosa, Polivinilpirrolidone; Vitamina B12 (Cianocobalamina); Quatrefolic® - Acido (6S)-5-Metiltetraidrofolico, sale di Glucosamina (5MTHF-Glucosamina).

Quatrefolic® è un marchio registrato di proprietà di Gnosis by Lesaffre

## Confezione

16 compresse

## Validità

24 mesi

## Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e dalle fonti di calore localizzate, dai raggi solari ed evitare il contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

## Avvertenze

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Non eccedere la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.



785822358

AKUCPF00



Carepharm S.r.l.  
via Galileo Galilei, 17A  
52041 Civitella in Val di Chiana (AR)

Tel. +39.0575.478704  
carepharm@carepharm.it  
www.carepharm.it

165 mm

105 mm

35 mm

\$/FOGLAKUTENCPR

TRUFFINI & REGGÉ	Akuten Italia leaflet		Cod. AKUCPF00	
Colori: 6 fronte	Quadricromia	PANTONE 280	PANTONE 3145	DATA EDIZIONE 2/12/2022
Carta utilizzata: Uso mano 60 gr. m <sup>2</sup>	Formato aperto: 105 x 165	Formato chiuso: 35 x 165		